

Bis ins letzte Detail durchgestaltet

Jede Brille wird in einem hochwertigen Aufbewahrungsbehälter aus Corian geliefert. Er ist desinfizierbar und diffusionslos. Ein weiteres Beispiel für außergewöhnlich funktionales, langlebiges Design.



Lieferumfang

Jeder Brille liegt ein Nasenpadflügel und ein zusätzliches Paar Brillenbügel bei.

Der vollständig gekapselte Akku im Corian-Gehäuse ist hervorragend zu reinigen und reicht in der mittleren Einstellung für eine durchschnittliche Arbeitsdauer von 6 Stunden.



Ihre Vorteile

- Alle Optiken und Gläser sind mehrfach vergütet und mit einer Hartschicht versehen, so dass sie optimal gegen Kratzer geschützt sind.
- Die korrigierten Schutzgläser werden grundsätzlich mit Entspiegelung geliefert.
- Die Lupen und die Beleuchtung sind an den Okular- und Frontlinsen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit versiegelt.
- Innenliegende Optikmechanik zur Kontraststeigerung ist mattiert und schwarz PDV-beschichtet.



opticus
germany

Diese Brille überzeugt jeden, der sie einmal in der Hand hatte – eine einmalige Symbiose von perfekter Funktion, außergewöhnlichem Design und überraschendem Preis.

Lassen Sie sich diese Lupenbrille von einem unserer Außendienstmitarbeiter zeigen und erleben Sie die perfekten Anpassmöglichkeiten.

Terminvereinbarungen jederzeit unter 040 · 55 66 255

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

**FRAGA
DENTAL**

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

14-11-18#251

FRAGA DENTAL

Kieler Str. 103 - 107
25474 Bönningstedt
Tel. 040 · 55 66 255
Fax 040 · 55 67 331
info@fraga-dental.de

FRAGA DENTAL präsentiert

Eine der leichtesten Lupenbrillen der Welt

Gesamtgewicht mit Beleuchtung nur 20,5 g*



opticus
germany

- Die beste Brille für langes ermüdungsfreies Arbeiten
- innovatives und optimiertes Design für die Zahnmedizin
- aus hochflexiblem Titan mit Spitzenoptik von Swarovski
- extrem helle LED-Beleuchtung mit 3 Helligkeitsstufen
- individuell korrigierte Schutzgläser einzeln austauschbar

*Model 2.4-35 ohne Schutzgläser

Ein Designobjekt „Made in Germany“
das Sie begeistern und ein Leben
lang begleiten wird.

**FRAGA
DENTAL**

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

Modell 2.4-35

Mit 2,4-facher Vergrößerung und 35 cm Arbeitsabstand.
Ideal geeignet für Zahntechniker, Feinwerktechniker und für alle, die kleine Dinge gut sehen müssen.




980,- €
mit Beleuchtung 1.650,- €

Lineare Vergrößerung	2,4 x
Flächige Vergrößerung	5,8 x
Arbeitsabstand	35 cm
Gewicht	17,5 g
Optische Linsen	2

Modell 2.5-16

Spezialausführung mit kürzerem Arbeitsabstand (16 cm).

Ideal geeignet für Dentaltechniker und für alle, die kleine Dinge in 3D wahrnehmen möchten. Patentierter „Knick“ in der Optikachse mit Zoomeffekt des gesehenen Bildes.



Lineare Vergrößerung	ca. 5 x
Flächige Vergrößerung in 3D	25 x
Arbeitsabstand	16 cm
Gewicht	26 g

Modelle 3.2-35 und 3.2-45

Mit 3,2-facher Vergrößerung und je nach Modell 35 bzw. 45 cm Arbeitsabstand.

Optimal für den Zahnarzt. Mit Beleuchtung.



2.150,- €
ohne Beleuchtung 1.390,- €

Lineare Vergrößerung	3,2 x
Flächige Vergrößerung	10,24 x
Arbeitsabstand	35/45 cm
Gewicht	23,5 g
Optische Linsen	5

Ausstattung mit Schutz-/Korrekturgläsern

Die optionalen Schutzgläser mit und ohne Korrektur sind einzeln austauschbar. So behält Ihre Lupe ihren Wert, auch wenn sich die Sehkraft ändert.

Sie geben uns Ihre neuen Werte - ggf. auch nur für ein einzelnes Auge - und binnen weniger Tage erhalten Sie ein oder zwei neue Schutzgläser. Ganz einfach, ganz schnell, sehr preiswert.



Schutzglas-Paar 138,- €
mit individueller Korrektur 165,- €*

* Einstärkengläser mit Ihren Werten.
Prismengläser und andere Sonderfälle bitte sep. erfragen.

3-stufige LED-Beleuchtung

Die hochwertige Optik der extrem leistungsstarken und federleichten LED-Beleuchtung sorgt durch optische Fokussierung für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Gesichtsfeldes mit perfekter Farbwiedergabe.




849,- €

Farbtemperatur	4500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80
Dreistufige Leuchtkraft	12000 / 8000 / 4000 Lux
Akku	6 h Licht bei 8000 Lux
Gewicht	3 g

Immer das passende Modell

Alle Modelle sind perfekt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassbar. So ist garantiert, dass Sie perfekt sehen können und Ihre Lupe so gut sitzt, als ob sie „angegossen“ wäre.

Dies alles und insbesondere das extrem geringe Gewicht ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies Arbeiten in nie zuvor gekanntem Maße – zu Ihrem Nutzen und dem der Patienten.



Pupillendistanz PD	54 –72 mm
Hornhautscheitelabstand	11 mm
Nasenmittenskorrektur	min. L-R. 3 mm