


Speziallösungen für die Implantologie

FRAGA DENTAL

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

NEU



Mehr Unterstützung beim Implantieren



Telefon: 040 · 55 66 255



Fax: 040 · 55 67 331



Online: www.fraga-shop.de



E-Mail: info@fraga-dental.de

Inhaltsverzeichnis

Messung Osseointegration	Seite 03
Sicherer lateraler Sinuslift	Seite 04
Sicherer crestaler Sinuslift	Seite 05
Autologe Knochengewinnung	Seite 06
Kiefererweiterung	Seite 07
Implantat Explantation.....	Seite 08
Entfernung Abutmentschraube	Seite 09
Präzise Pilotbohrung.....	Seite 10
Nicht-porcine Kollagen-Membran	Seite 10
Bestellformular	Seite 11

Messung Osseointegration

Dokumentieren Sie den Stand der Osseointegration, sei es für wissenschaftliche Zwecke oder um die weitere Behandlung ohne Sicherheitspufferzeiten begründen zu können.



Auf einen Blick



- Messungen möglich ohne Entfernen der Einheilkappen
- Messung dauert weniger als 3 Sekunden
- sichere Messung der Implantatstabilität mit Ampelanzeige
- keine weiteren Verbrauchsmaterialien wie bei Osstell



#AnyCheck

Preis: 2.780,- €*

AnyCheck

Sicherer lateraler Sinuslift

Das Set ermöglicht vergleichsweise kleine Lappen und Zugangsfenster. Die Schneider'sche Membran wird durch die selbst erzeugte Knochenscheibe geschützt.

Auf einen Blick

- einfach
- sicher
- schnell
- weniger invasiv



EINFACH

SICHER

SCHNELL

WENIGER INVASIV



#SLA

Preis: 1680,- €*

SLA-Kit

Sicherer crestaler Sinuslift

Das transcrestale Verfahren bietet die weniger traumatische Alternative zum direkten Sinuslift über den lateralen Zugang.

In Kombination mit speziellen Piezotom-Ansätze zum Lösen der Schneider'schen Membran ist es noch schonender.

Auf einen Blick

- maßgeblich sind die seitlich schneidenden Sicherheitsbohrer (Reamer)



Empfohlenes Zubehör:
Crestaler Sinuslift-Kit II
(benötigt Piezotom von Acteon)



#3786

SICHER

ATRAUMATISCH



#SCA

Preis: 1680,- €*

SCA-Kit

Autologe Knochengewinnung

Ein Auto-Chip-Set ACM besteht aus einem Bohrer und sieben Bohrstoppern. Beides ist für den sofortigen Einsatz steril verpackt. Die Stopper sind Einmalprodukte und können nicht aufbereitet werden.

ACM40-10:
Durchmesser 4 mm – Sammellänge 10 mm

ACM50-14:
Durchmesser 5 mm – Sammellänge 14 mm


Auf einen Blick

- einfache Handhabung
- Set für sieben Anwendungen



EINFACH

7 ANWENDUNGEN



#ACM4010
#ACM5014

Preis: 195,- €*

ACM (Auto Chip Maker)

Kiefererweiterung

Bei schmalen Kiefer ermöglicht dieses abgestimmte Set die Erweiterung für eine Implantation an sich oder der Verwendung von Implantaten mit Standarddurchmesser.

Auf einen Blick

- Sicherheitsfräser
- Erweiterungsbohrer
- Meißel



SICHER



#RWKIT

Preis: 1680,- €*

Ridge Wider Kit

Implantat Explantation

Die Explantation eines Implantates mittels Trepanbohrer mindert die Knochensituation erheblich. Mit dem Explantations-Set können Implantate einfach und den Knochen erhaltend herausgedreht werden. Basis ist eine Schraube, die mit einem Konter fixiert wird.


Auf einen Blick

- Universell für alle gängigen Implantatsysteme mit Abutmentschraubengrößen von M1.4 bis M2.5



EINFACH

KNOCHENERHALTEND



#FRKIT

Preis: 1680,- €*

FR-Kit

Entfernung Abutmentschraube

Frakturierte Abutmentschrauben können eine zeitraubende Herausforderung darstellen. Dieses universelle Set unterstützt die Entfernung mit diversen Spezialinstrumenten, die es ermöglichen, auch stark klemmende Fragmente ohne Beschädigung der Implantatinnenverbindung in drei Minuten (Angabe Hersteller) zu entfernen.

Auf einen Blick



- Universell für alle gängigen Implantatsysteme
- diverse Führungshilfen für unterschiedliche Innenverbindungen
- Spezielle Klauenbohrer ab M1.6
- Spezielle Entferner für sehr stark klemmende Fragmente ab M1.8

UNIVERSSELL

SCHNELL

EINFACH

ZERSTÖRUNGSFREI



#SRKIT

Preis: 1680,- €*

SR-Kit

Dreikant-Vorbohrer

Gewöhnliche Spiral-Pilotbohrer brechen in wenig klaren Knochensituationen aus und wandern z.B. in die Richtung der Extraktionsalveole. Mit diesem Dreikantbohrer ist es erheblich einfacher, die gewünschte Richtung der Pilotbohrung zu halten.



#202019



Preis: 34,50 €*

Dreikantbohrer

Equine AT Collagene Membran

Ersparen Sie sich nicht-medizische Patienteneinwände bei der Verwendung porciner Kollagenmembranen. Die AT Collagene ist eine resorbierbare Kollagen Membran, 2-seitig glatt und rau, equinen Ursprungs; 6 Stück, 22 x 22 mm, einzeln steril verpackt.



#3364

Preis: 349,- €*

AT Collagene Membran

Bestellformular

Beratungs-Hotline: 040 - 55 66 255

bestellung@fraga-dental.de

Bestellfax: 040 - 55 67 331



Ihre Speziallösungen für die Implantation				
	Menge	Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Preis in €*
		AnyCheck	Messung Osseointegration	2.780,-
		SLA	Sicherer lateraler Sinuslift	1.680,-
		SCA	Sicherer crestaler Sinuslift	1.680,-
		3786	Acteon Piezotomansätze Crestaler Sinuslift-Kit II	1.201,30
		ACM4010	autologe Knochengewinnung (ACM Ø 4 mm)	195,-
		ACM5014	autologe Knochengewinnung (ACM Ø 5 mm)	
		RWKIT	Kiefererweiterung	1.680,-
		FRKIT	Implantat Explantation	1.680,-
		SRKIT	Entfernung Abutmentschraube	1.680,-
		202019	Präziser Dreikant Pilotbohrer	34,50
		3364	equine AT Collagene Membran (6 Stück)	349,-

Bitte senden Sie mir Infomaterial zu folgendem Produkt zu:

.....

Praxis

Anschrift

Datum

Unterschrift

Praxisstempel/Unterschrift

20-07-09#707


Versandkostenfreie nationale Lieferung. *Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. ges. MwSt.

Praxisnah, kollegial und erfolgreich: Das Netzwerk für engagierte Zahnärzte und die, die es werden wollen.

FRAGA DENTAL STUDYCLUB



FRAGA DENTAL
Praxisbedarf und Fortbildungen für die moderne Zahnmedizin



Über **15** Jahre
FRAGA DENTAL
StudyClubs
2004-2020

