


Speziallösungen für die Implantologie

FRAGA DENTAL

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

NEU



Mehr Unterstützung beim Implantieren

Autologe Knochengewinnung

Ein Auto-Chip-Set ACM besteht aus einem Bohrer und sieben Bohrstoppern. Beides ist für den sofortigen Einsatz steril verpackt. Die Stopper sind Einmalprodukte und können nicht aufbereitet werden.

ACM40-10:
Durchmesser 4 mm – Sammellänge 10 mm

ACM50-14:
Durchmesser 5 mm – Sammellänge 14 mm

Auf einen Blick

- einfache Handhabung
- Set für sieben Anwendungen



EINFACH

7 ANWENDUNGEN



#ACM4010
#ACM5014

Preis: 195,- €*

ACM (Auto Chip Maker)

Messung Osseointegration

Dokumentieren Sie den Stand der Osseointegration, sei es für wissenschaftliche Zwecke oder um die weitere Behandlung ohne Sicherheitspufferzeiten begründen zu können.

Eignet sich auch für einteilige Keramik-Implantate.

NEU

Auf einen Blick



- Messungen möglich ohne Entfernen der Einheilkappen
- Messung dauert weniger als 3 Sekunden
- sichere Messung der Implantatstabilität mit Ampelanzeige
- keine weiteren Verbrauchsmaterialien wie bei Osstell



#AnyCheck

Preis: 2.780,- €*

AnyCheck

Sicherer lateraler Sinuslift

Das Set ermöglicht vergleichsweise kleine Lappen und Zugangsfenster. Die Schneider'sche Membran wird durch die selbst erzeugte Knochenscheibe geschützt.

Auf einen Blick

- einfach
- sicher
- schnell
- weniger invasiv



EINFACH

SICHER

SCHNELL

WENIGER INVASIV



#SLA

Preis: 1.680,- €*

SLA-Kit

Sicherer crestaler Sinuslift

Das transcrestale Verfahren bietet die weniger traumatische Alternative zum direkten Sinuslift über den lateralen Zugang.

In Kombination mit speziellen Piezotom-Ansätzen zum Lösen der Schneider'schen Membran ist es noch schonender.

Auf einen Blick

- maßgeblich sind die seitlich schneidenden Sicherheitsbohrer (Reamer)



Empfohlenes Zubehör:
Crestaler Sinuslift-Kit II
(benötigt Piezotom von Acteon)



#3786

SICHER

ATRAUMATISCH



#SCA

Preis: 1.680,- €*

SCA-Kit

Implantat-Explantation

Die Explantation eines Implantates mittels Trepanbohrer mindert die Knochensituation erheblich. Mit dem Explantations-Set können Implantate einfach und den Knochen erhaltend herausgedreht werden. Basis ist eine Schraube, die mit einem Konter fixiert wird.


Auf einen Blick

- Universell für alle gängigen Implantatsysteme mit Abutmentschraubengrößen von M1.4 bis M2.5



EINFACH

KNOCHENERHALTEND



#FRKIT

Preis: 1680,- €*

FR-Kit

Entfernung Abutmentschraube

Frakturierte Abutmentschrauben können eine zeitraubende Herausforderung darstellen. Dieses universelle Set unterstützt die Entfernung mit diversen Spezialinstrumenten, die es ermöglichen, auch stark klemmende Fragmente ohne Beschädigung der Implantatinnenverbindung in drei Minuten (Angabe Hersteller) zu entfernen.

Auf einen Blick



- Universell für alle gängigen Implantatsysteme
- diverse Führungshilfen für unterschiedliche Innenverbindungen
- Spezielle Klauenbohrer ab M1.6
- Spezielle Entferner für sehr stark klemmende Fragmente ab M1.8

UNIVERSSELL

SCHNELL

EINFACH

ZERSTÖRUNGSFREI



#SRKIT

Preis: 1680,- €*

SR-Kit

Kieferspreizung

Bei schmalen Kiefer ermöglicht dieses abgestimmte Set die Erweiterung für eine Implantation an sich oder der Verwendung von Implantaten mit Standarddurchmesser.

Auf einen Blick

- Sicherheitsfräser
- Erweiterungsbohrer
- Meißel



SICHER



#RWKIT

Preis: 1.680,- €*

Ridge Wider Kit

Implantat-Reinigung I

Mit iBrush werden infizierte Implantatoberflächen ohne Beschädigung des Implantats gereinigt. Die Spitze hat einen hervorragenden Zugang zwischen den Implantatgewinden.

Weiterer Knochenverlust kann so gestoppt werden. iBrush ist steril für den sofortigen Gebrauch verpackt.

Auf einen Blick


- Einfache Reinigung von Implantaten
- Nicht-chirurgische Behandlung von Periimplantitis



STERILER EINWEGARTIKEL

KNOCHENERHALTEND

2.000 - 10.000 U/min mit Kühlung



#IBRUSH

Preis: 165,- €* (10er Pack)

iBrush

Implantatreinigung II: nach Dr. Huemer/Wolfurt

Für die Reinigung und Glättung von Implantaten bei der Periimplantitis-Therapie steht dieses speziell abgestimmte Set aus bewährten Formen in den notwendigen Körnungen zur Verfügung.

Das Set besteht aus 36 Diamantschleifern in einem praktischen sterilisierbaren Aluminium-Edelstahlständer mit Formenaufdruck.

**bewährter
Standard**

PERIIMPLANTITIS-THERAPIE



Abb. beispielhaft

#Implantokit

Preis: 195,- €*

Implantokit

Fax-Bestellformular



Telefon: 040-55 66 255

Online: www.fraga-shop.de

Fax: 040-55 67 331

E-Mail: info@fraga-dental.de

	Menge	Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Preis in €* 195,-
		ACM4010	autologe Knochengewinnung (ACM Ø 4 mm)	195,-
		ACM5014	autologe Knochengewinnung (ACM Ø 5 mm)	
		AnyCheck	Messung Osseointegration	2.780,-
		SLA	Sicherer lateraler Sinuslift	1.680,-
		SCA	Sicherer crestaler Sinuslift	1.680,-
		F50100 ES	Acteon Piezotome Cube inkl. Essential Set	6.696,50**
		3786	Acteon Piezotomansätze Crestaler Sinuslift-Kit II	1.201,30
		FRKIT	Implantat Explantation	1.680,-
		SRKIT	Entfernung Abutmentschraube	1.680,-
		RWKIT	Kieferspreizung	1.680,-
		iBRUSH	Implantat-Reinigung (10er Pack - steril)	165,-
		Implanto KIT	Implantatreinigung nach Dr. Huemer/Wolfurt	195,-

** Listenpreis des Herstellers – Sie erhalten ein konkretes Angebot

Bitte senden Sie mir Infomaterial zu folgendem Produkt zu:

.....

Praxis

Anschrift

Datum

Unterschrift

Praxisstempel/Unterschrift

20-09-17#725

Versandkostenfreie nationale Lieferung. *Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. ges. MwSt.

Praxisnah, kollegial und erfolgreich: Das Netzwerk für engagierte Zahnärzte und die, die es werden wollen.


FRAGA
DENTAL

STUDYCLUB



FRAGA
DENTAL

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin



Über **15** Jahre
FRAGA DENTAL
StudyClubs

2004-2020

