

radii xpert **NEU**

Professionelle LED-Polymerisationslampe


Radii Xpert, die intelligentere Polymerisationslampe mit modernster LED-Technologie, liefert ein zielgenaues, konstantes Licht, das Restaurationen optimal aushärtet. Das Licht mit 1500 mW/cm² Leistung und 440 - 480 nm Wellenlänge aus dem 4-mm-Austrittsfenster polymerisiert verlässlich jedes Komposit. Intelligente Technik zeigt Belichtungsmodus und Timing.

360°

+ Vorteile

- Einzigartiges Target Assist für Zielgenauigkeit
- Optimal kollimierter Lichtstrahl
- Konstante Lichtleistung über klinisch relevante Abstände
- Intelligente Technik mit LCD-Display, einstellbarem Countdown-Timer und Speicherung der bevorzugten Polymerisationseinstellung
- Ergonomisch ausbalancierter Griff
- Polymerisation aller Komposite – mit 1500 mW/cm² Lichtleistung und 440 - 480 nm Wellenlänge bei 4-mm-Austrittsfenster
- Einheitliches Strahlenprofil
- Kühlkörper- und Pulstechnologie für optimiertes Wärmemanagement
- Ladestation mit Leistungsanzeige
- Um 360 Grad drehbarer Kopf
- Leichtes Gewicht und schlankes Design
- Austauschbare Aufsätze für Zahnbogen-Bleaching, Diagnostik und Kieferorthopädie erhältlich

Lichtprüfung
Lichtleistung je nach Abstand



Radii Xpert

LED-Polymerisationslampe Art.Nr. 5600300

- 1 x Radii Xpert Handstück
- 1 x Ladestation
- 1 x internationales Netzteil
- 5 x Lichtschutzschild klein
- 1 x Lichtschutzschild groß
- 3 x Ersatz-Linsenkappe
- 100 x Schutzhülle

FRAGA DENTAL

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

FRAGA DENTAL

Kieler Str. 103-107
254784 Bönningstedt
Tel. **040/55 66 255**
Fax 040/55 67 331
info@fraga-dental.de