

k-bite


Sparen Sie Zeit und Kosten

TitanPRÄP

Das perfekte **Bohrer-Set** für die Präparation von Titan-Implantaten

5 verschiedene Hartmetall-Bohrer in 10er-Blistern. Dank der optimierten Zusammenstellung gelingt die gewünschte Präparation bei höchster Präzision besonders wirtschaftlich.

Die ausgewählten **k-bite** Bohrer sorgen für eine geringstmögliche Hitzeentwicklung



Optimieren Sie Ihre Behandlung

k-bite

Unsere Top-Seller:
FG 1558 Zylinder
+
FG 331 Birne

BESTELL-HOTLINE:

Telefon 040 • 55 66 255
Fax 040 • 55 67 331

oder 24h rund um die Uhr
im Internet unter:

www.fraga-dental.de
bestellung@fraga-dental.de

FRAGA DENTAL

Praxisbedarf und Fortbildungen
für die moderne Zahnmedizin

50 Jahre **Partnerschaft**
1963-2013
Gelebte Partnerschaft

TitanPRÄP - Hartmetall Bohrer-Set

Dieses Set ist für die spezifischen Anforderungen der Präparation von Titan zusammengestellt worden.

Es besteht aus fünf bewährten Hartmetallbohrern, die aufgrund ihrer Schärfe im Vergleich zu Stahl oder Diamanten günstig hinsichtlich der Wärmeentwicklung sind. Wärmeentwicklung ist unbedingt niedrig zu halten. Bei der Präparation ist immer für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Verwenden Sie deshalb Bohrer nach der Präparation nicht wieder und tauschen Sie nicht mehr scharfe Bohrer während der Präparation unverzüglich aus.


Grobpräparation

- FG 1558 Zylinder rund, grob verzahnt, ISO 012

Präparationsformen

- FG 2158 Zylinder kreuzverzahnt ISO 012
- FG 1958L Zylinder rund lang, feinverzahnt, ISO 012
- FG 4 Kugel, ISO 014
- FG 7664 Konus extra lang, ISO 018

Turbinendrehzahl 300.000 U/Min



Formenübersicht Einmalbohrer



Behandlung **optimieren** - Zeit + Kosten **sparen!**

Die wichtigsten Anwendungen:

Kronenaufftrennung, Amalgamfüllungen entfernen, Kavitätenpräparation, Herausnehmen von Goldinlays

k-bite Bohrer sind immer über die gesamte Kopflänge scharf! Auch teure Bohrer verlieren nach jeder Behandlung durch Abnutzung, Reinigung und Desinfektion ihre Schärfe.

Sie sparen in Ihrer Praxis:









Behandlungszeit, Reinigungskosten, Reduktion der Wartungskosten für Winkelstücke.

Ihr Patient wird es Ihnen danken!

Optimale Ergebnisse, kürzere Bohrzeiten, weniger Vibrationen und Lärm aufgrund optimaler Lauflänge, weniger postoperative Beschwerden, optimale Hygiene

So finden Sie Ihre Bestellnummern in den Tabellen:

Wählen Sie die Schaftart in der linken Spalte und gehen Sie dann in der zweiten Zeile zum ISO-Durchmesser. Beispielhaft haben wir in der Tabelle für die Kugelform den Schaft FG und die ISO Größe 012 mit einem Kreis markiert.

Schaft	Kugel	sechs Schneiden							
		Bestell Nr.	¼	½	1	2	3	4	5
		Ø ISO	005	006	008	010	012	014	016
		FG	314	x	x	x	x	x	x
		FGOS	316	x	x	x	x	x	-
		WI	204	x	x	x	x	x	x
		HP	104	x	x	x	x	x	x

acht Schneiden					
Bestell Nr.	6	7	8	9	10
Ø ISO	018	021	023	025	027
FG	x	x	x	-	-
FGOS	x	-	x	-	-
WI	x	-	x	x	-
	x	-	x	-	x

k-bite

Zylinder flach und Zylinder rund – ideale Einmalbohrer zum Kronentrennen

Zylinder flach	kurzer Kopf				
Bestell Nr.	56	57	58	59	60
Ø ISO	009	010	012	014	016
FG	314	x	x	x	x
WI	204	x	x	x	-

langer Kopf		
Bestell Nr.	57L	58L
Ø ISO	010	012
FG	x	x
WI	-	-

Zylinder rund	ohne Verzahnung	
Bestell Nr.	1157	1158
Ø ISO	010	012
FG	314	x
FGOS	316	-
WI	204	x

mit Verzahnung		
Bestell Nr.	1557	1558
Ø ISO	010	012
FG	x	x
FGOS	x	x
WI	x	-

Birne	kurzer Kopf			
Bestell Nr.	329	330	331	332
Ø ISO	006	008	010	012
FG	314	x	x	x
WI	204	-	x	x

langer Kopf			
Bestell Nr.	331L	332L	333L
Ø ISO	010	012	014
FG	x	x	x
WI	x	-	-

umgedrehter Kegel							
Bestell Nr.	33 ½	34	35	36	37	38	39
Ø ISO	006	008	010	012	014	016	018
FG	314	x	x	x	x	x	x
WI	204	x	x	x	x	x	x

Konus rund	kurzer Kopf			
Bestell Nr.	1169	1170	1171	1172
Ø ISO	009	010	012	014
FG	314	x	x	x
WI	204	-	-	x

langer Kopf			
Bestell Nr.	1169L	1170L	1171L
Ø ISO	009	010	012
FG	x	x	x
WI	-	-	-

Konus flach							
Bestell Nr.	167	168	169	170	171	172	173
Ø ISO	005	008	009	010	012	016	021
FG	314	x	x	x	x	x	x
WI	204	-	-	x	x	x	-

Zylinder flach mit Verzahnung	kurzer Kopf			
Bestell Nr.	557	558	559	560
Ø ISO	010	012	014	016
FG	314	x	x	x
WI	204	x	x	x

langer Kopf			
Bestell Nr.	556L	557L	558L
Ø ISO	009	010	012
FG	x	x	x
WI	-	-	-

Konus flach mit Verzahnung	langer Kopf			
Bestell Nr.	700	701	702	703
Ø ISO	010	012	016	021
FG	314	x	x	x
WI	204	x	x	x

langer Kopf			
Bestell Nr.	699L	700L	701L
Ø ISO	012	016	021
FG	x	x	x
WI	-	-	-

k-bite Spezial-Bohrer zum **mehrfachen*** Gebrauch

Bestell- und Info-HOTLINE
040 · 55 66 255

Die wichtigste Neuerung:

Dank Ihrer vermehrten Bestellungen können wir jetzt **deutlich verbesserte Konditionen** für größere Abnahmengruppen anbieten. Schon ab 30 Bohrern gibt es den früheren 100er Preis und schon **ab 60 Stück** gibt es **Gratis-Bohrer**.

Ihre Kaufmenge	unter 30	ab 30	ab 60	ab 100	ab 200	ab 500
Preis/Stück + Gratis-Zugabe	4,95 €	3,99 €	3,99 € + 10 gratis	3,99 € + 20 gratis	3,99 € + 50 gratis	bitte anfragen

 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Zylinder kreuzverzahnt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>2157</td> <td colspan="2">2158</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>010</td> <td colspan="2">012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Zylinder kreuzverzahnt				Bestell Nr.	2157	2158		∅ ISO	010	012		FG	314	x	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zylinder rund</th> <th colspan="3">kurzer Kopf</th> <th>langer K.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>1956</td> <td>1957</td> <td>1958</td> <td>1958L</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>009</td> <td>010</td> <td>012</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Zylinder rund	kurzer Kopf			langer K.	Bestell Nr.	1956	1957	1958	1958L	∅ ISO	009	010	012	012	FG	314	x	x	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zekrya</th> <th>runder Kopf</th> <th>flacher K.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>199Z</td> <td>219EZ</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>015</td> <td>014</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Zekrya	runder Kopf	flacher K.	Bestell Nr.	199Z	219EZ	∅ ISO	015	014	FG	314	x				
Zylinder kreuzverzahnt																																																						
Bestell Nr.	2157	2158																																																				
∅ ISO	010	012																																																				
FG	314	x	x																																																			
Zylinder rund	kurzer Kopf			langer K.																																																		
Bestell Nr.	1956	1957	1958	1958L																																																		
∅ ISO	009	010	012	012																																																		
FG	314	x	x	x																																																		
Zekrya	runder Kopf	flacher K.																																																				
Bestell Nr.	199Z	219EZ																																																				
∅ ISO	015	014																																																				
FG	314	x																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Konus kreuzverzahnt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>2170</td> <td colspan="2">2171</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>010</td> <td colspan="2">012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Konus kreuzverzahnt				Bestell Nr.	2170	2171		∅ ISO	010	012		FG	314	x	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Birne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>1930</td> <td>1931</td> <td>1932</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>008</td> <td>010</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Birne				Bestell Nr.	1930	1931	1932	∅ ISO	008	010	012	FG	314	x	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Konus rund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>1969</td> <td>1970</td> <td>1971</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>009</td> <td>010</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Konus rund				Bestell Nr.	1969	1970	1971	∅ ISO	009	010	012	FG	314	x	x				
Konus kreuzverzahnt																																																						
Bestell Nr.	2170	2171																																																				
∅ ISO	010	012																																																				
FG	314	x	x																																																			
Birne																																																						
Bestell Nr.	1930	1931	1932																																																			
∅ ISO	008	010	012																																																			
FG	314	x	x																																																			
Konus rund																																																						
Bestell Nr.	1969	1970	1971																																																			
∅ ISO	009	010	012																																																			
FG	314	x	x																																																			
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Flamme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7104</td> <td>7106</td> <td>7108</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>023</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Flamme				Bestell Nr.	7104	7106	7108	∅ ISO	014	018	023	FG	314	x	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Kugel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7002</td> <td>7003</td> <td>7004</td> <td>7006</td> <td>7008</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>010</td> <td>012</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>023</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Kugel						Bestell Nr.	7002	7003	7004	7006	7008	∅ ISO	010	012	014	018	023	FG	314	x	x	x	x	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>9004</td> <td>9006</td> <td>9008</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>023</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell Nr.	9004	9006	9008	∅ ISO	014	018	023	FG	x	x	x
Flamme																																																						
Bestell Nr.	7104	7106	7108																																																			
∅ ISO	014	018	023																																																			
FG	314	x	x																																																			
Kugel																																																						
Bestell Nr.	7002	7003	7004	7006	7008																																																	
∅ ISO	010	012	014	018	023																																																	
FG	314	x	x	x	x																																																	
Bestell Nr.	9004	9006	9008																																																			
∅ ISO	014	018	023																																																			
FG	x	x	x																																																			
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ei Finierer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7404</td> <td>7406</td> <td>7408</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>023</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Ei Finierer				Bestell Nr.	7404	7406	7408	∅ ISO	014	018	023	FG	314	x	x	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>9406</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>018</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell Nr.	9406	∅ ISO	018	FG	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Nadel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7901</td> <td>7902</td> <td>7903</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>009</td> <td>010</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Nadel				Bestell Nr.	7901	7902	7903	∅ ISO	009	010	012	FG	314	x	x	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>9903</td> <td>9904</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>012</td> <td>014</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell Nr.	9903	9904	∅ ISO	012	014	FG	x	x				
Ei Finierer																																																						
Bestell Nr.	7404	7406	7408																																																			
∅ ISO	014	018	023																																																			
FG	314	x	x																																																			
Bestell Nr.	9406																																																					
∅ ISO	018																																																					
FG	x																																																					
Nadel																																																						
Bestell Nr.	7901	7902	7903																																																			
∅ ISO	009	010	012																																																			
FG	314	x	x																																																			
Bestell Nr.	9903	9904																																																				
∅ ISO	012	014																																																				
FG	x	x																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Bullet Finierer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7801</td> <td>7802</td> <td>7803</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>009</td> <td>010</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>314</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Bullet Finierer				Bestell Nr.	7801	7802	7803	∅ ISO	009	010	012	FG	314	x	x	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>9803</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell Nr.	9803	∅ ISO	012	FG	x	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konus lang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestell Nr.</td> <td>7664</td> </tr> <tr> <td>∅ ISO</td> <td>018</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Konus lang		Bestell Nr.	7664	∅ ISO	018	FG	x	<table border="0"> <tr> <td> Finierer 12 Schneiden</td> <td> Fein Finierer 30 Schneiden</td> </tr> </table>	 Finierer 12 Schneiden	 Fein Finierer 30 Schneiden																			
Bullet Finierer																																																						
Bestell Nr.	7801	7802	7803																																																			
∅ ISO	009	010	012																																																			
FG	314	x	x																																																			
Bestell Nr.	9803																																																					
∅ ISO	012																																																					
FG	x																																																					
Konus lang																																																						
Bestell Nr.	7664																																																					
∅ ISO	018																																																					
FG	x																																																					
 Finierer 12 Schneiden	 Fein Finierer 30 Schneiden																																																					

* für die Titanpräparation empfiehlt es sich auch die vorstehenden k-bite Spezialbohrer nur 1x zu benutzen.