


Titan KF-T3



Der KF-T3 mit Schnellverschluß bietet entscheidende Vorteile:

- bequeme und zeitsparende Gewinnung von **autologem** Knochenmaterial
- die besonders **große Filterfläche** ermöglicht maximale Saugleistung und unterbrechungsfreies Arbeiten
- **unkomplizierte Handhabung** durch direktes Aufsetzen auf den Saugschlauch
- der leichte Titan KF-T3 liegt direkt in der Hand und garantiert eine hohe Beweglichkeit



- Die neue Generation von Metallfolien-Einwegsieben (MFS) hat eine Flächen-optimierte Geometrie. Die **wabenförmigen** Durchlassöffnungen gewährleisten eine größtmögliche offene Siebfläche. Die glatte Oberfläche des MFS verhindert ein frühzeitiges flächiges Verschließen der Siebporen.



- Bei der modernen **Augmentation** erweist sich autologer Patientenknochen aufgrund seiner osteoplastischen Potenz und der fehlenden immunologischen Reaktionen als **Knochenersatzmaterial erster Wahl**. Die gewonnene Menge hängt von der Implantatgröße ab. Sie übertrifft das Implantatvolumen bis um das **2,4 fache**.

