

Nehmen Sie Ihr Ziel in den Fokus.

Apex ID™ Digital Apex Locator

Apex ID ist kompakt, modern und verfügt über einzigartige Funktionen, die Ihnen die Konzentration auf das wirklich Wichtige ermöglichen: die beste Versorgung Ihrer Patienten.

Benutzerangepasster Nullpunkt

Passen Sie den „Nullpunkt“ auf der Grundlage Ihrer klinischen Einschätzung an. Die visuelle Anzeige muss nicht permanent überwacht werden, da ein akustisches Signal Ihnen mitteilt, wenn der von Ihnen bevorzugte Nullpunkt erreicht ist.

Genauigkeit unter annähernd allen Bedingungen

Apex ID wurde entwickelt, um unter annähernd allen Kanalbedingungen zu funktionieren. Ob der Kanal trocken oder nass ist, blutet oder mit Kochsalzlösung, EDTA, NaOCl oder Chlorhexidin gefüllt ist: mit dem Apex ID lassen sich immer noch akkurate, beständige und verlässliche Messungen durchführen.

Fortlaufende Kalibrierung

Anders als andere derzeit auf dem Markt erhältliche Positionsgeber, kalibriert sich Apex ID kontinuierlich selbst, um genaue und ununterbrochene Messungen in Echtzeit zu ermöglichen.



Tatsächliche Größe (6,5 cm x 9,5 cm)

Leicht abzulesende Farbanzeige

Optional benutzereinstellbarer Nullpunkt

Kabellose Verwendung

Beschworte Station zum Einrasten für mehr Stabilität



Teilenummer	Beschreibung
972-0090	(1) Apex ID, (1) Apex ID-Ständer, (5) Lippenhaken, (2) Dateihalter B, (1) Dateihalter A (1) Sondenkabel, (1) Apex ID-Gebrauchsanweisung, (3) AAA 1,5-V-Batterien
972-0092	(5) Apex ID-Lippenhaken
972-0093	(2) Apex ID-Dateihalter B
972-0094	(1) Apex ID-Dateihalter A
972-0095	(1) Apex ID-Sondenkabel

077-3145 Rev. A

Ost:

Amir Araee +49 172 258 2564
Amir.Araee@Sybrondental.com

Süd:

Uwe Gielen +49 172 258 2551
Uwe.Gielen@sybrondental.com

West:

Uli Baum +49 178 854 2286
Uli.Baum@Sybrondental.com

Südwest:

Hans-J. Kremer +49 171 2647 234
Hans-Juergen.Kremer@sybrondental.com